



**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

MD-2402 & MD-2702 Moniteur LCD

www.agneovo.com Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

| | |
|-----------|---|
| WEEE..... | 4 |
|-----------|---|

MISES EN GARDE

| | |
|---|---|
| Notice | 5 |
| Avertissements à propos de l'installation | 5 |
| Avertissements à propos de l'utilisation | 6 |
| Nettoyage et entretien..... | 7 |
| Notes sur le moniteur LCD | 7 |

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|--|----|
| 1.1 Contenu de l'emballage..... | 8 |
| 1.2 Installation | 9 |
| 1.2.1 Installation du support..... | 9 |
| 1.2.2 Ajustement de l'angle et de la hauteur de visualisation..... | 10 |
| 1.2.3 Montage mural | 11 |
| 1.3 Vue d'ensemble..... | 12 |
| 1.3.1 Panneau de commande et indicateur..... | 12 |
| 1.3.2 Vue arrière..... | 13 |

CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

| | |
|---|----|
| 2.1 Connexion de l'adaptateur secteur..... | 14 |
| 2.2 Connexion des sources de signal d'entrée..... | 15 |

CHAPITRE 3 : UTILISATION DU MONITEUR LCD

| | |
|--|----|
| 3.1 Mise sous tension..... | 16 |
| 3.2 Sélection d'une source | 16 |
| 3.3 Utilisation de la fonction de réglage auto | 17 |
| 3.4 Sélection du mode d'image | 17 |
| 3.5 Affichage du menu OSD..... | 18 |
| 3.6 Verrouillage du menu OSD..... | 18 |

CHAPITRE 4 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 4.1 Utilisation du menu OSD | 20 |
| 4.2 Structure du menu OSD | 21 |

CHAPITRE 5 : RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

| | |
|--|----|
| 5.1 Réglage de la luminosité | 22 |
| 5.2 Réglage de la configuration de l'image | 24 |
| 5.3 Réglage de la température de couleur..... | 25 |
| 5.4 Réglage de l'OSD..... | 26 |
| 5.5 Réglage Système..... | 27 |

CHAPITRE 6 : APPENDICE

| | |
|------------------------------------|----|
| 6.1 Messages d'avertissement..... | 28 |
| 6.2 Timing..... | 29 |
| 6.3 Dépannage..... | 30 |
| 6.4 Transport du moniteur LCD..... | 31 |

TABLE DES MATIÈRES


CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------------------|----|
| 7.1 Spécifications du moniteur | 33 |
| 7.2 Dimensions du moniteur..... | 34 |
| 7.2.1 Dimensions du MD-2402..... | 34 |
| 7.2.2 Dimensions du MD-2702..... | 35 |

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

WEEE

Informations pour les utilisateurs dans l'Union Européenne



Ce symbole sur l'appareil ou sur la boîte indique que cet appareil ne doit pas être jeté, à la fin de sa durée de vie, dans une poubelle ou avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous assurer que ce produit électronique est emmené dans un centre de recyclage pour économiser les ressources naturelles. Chaque pays dans l'Union Européenne doit posséder des points de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les points de collecte près de chez vous, contactez votre service de recyclage des produits électriques et électroniques ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

MISES EN GARDE

Mises en Garde



Symboles utilisés dans ce manuel



Cette icône indique un risque de blessure à l'utilisateur ou de dommage au produit.



Cette icône indique des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

Notice

- Veuillez lire attentivement ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le moniteur LCD et gardez-le dans un endroit sûr comme référence.
- Les spécifications du produit et les autres informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont à titre de référence uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu mis à jour peut être téléchargé sur notre site Web : www.agneovo.com.
- Pour protéger vos droits en tant qu'utilisateur, n'enlevez pas les étiquettes qui se trouvent sur le moniteur LCD. Vous pourriez annuler la garantie.

Avertissements à propos de l'installation



N'installez pas ce moniteur LCD dans des endroits chauds, par ex. près d'un chauffage, d'une fente de ventilation ou en plein soleil.



Ne couvrez pas et n'obstruez pas les fentes de ventilation de cet appareil.



Installez ce moniteur LCD sur une surface stable. N'installez pas ce moniteur LCD dans un endroit où il risque d'être soumis à des vibrations ou des chocs.



Installez ce moniteur LCD dans un endroit bien aéré.



N'installez pas ce moniteur LCD à l'extérieur.



N'installez pas ce moniteur LCD dans des endroits chauds ou humides.



Ne renversez pas des liquides et n'insérez pas des objets à l'intérieur de ce moniteur LCD ou dans les fentes de ventilation. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou endommager le moniteur LCD.

MISES EN GARDE

Avertissements à propos de l'utilisation



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce moniteur LCD.



La prise de courant doit être située près du moniteur LCD pour être facilement accessible.



Si une rallonge est utilisée avec ce moniteur LCD, assurez-vous que l'intensité électrique totale des appareils branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité électrique maximale permise.



Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce moniteur LCD dans un endroit où vous pourriez marcher sur le cordon d'alimentation.



Si le moniteur LCD ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.



Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez et tirez par la fiche. Ne débranchez pas le cordon en tirant dessus, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.



AVERTISSEMENT :

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez un technicien qualifié dans tous les cas suivants :



- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si le moniteur LCD est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le moniteur LCD fume ou qu'il y a une odeur bizarre.



Il n'est pas recommandé d'installer cet appareil sur un plafond ou sur une surface horizontale élevée.



AVERTISSEMENT :

Le non-respect de ces instructions d'installation peut avoir des conséquences indésirables, par exemple causer des blessures ou causer des dommages. Si vous avez déjà installé ce moniteur sur un plafond ou sur une surface horizontale élevée, il est recommandé de contacter AG Neovo pour de l'aide ou des solutions pour vous aider à avoir une meilleure expérience sans risque.



Nettoyage et entretien



N'essayez pas de réparer le moniteur LCD vous-même, contactez un technicien qualifié pour de l'aide.

Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers.

Notes sur le moniteur LCD

Afin de maintenir les performances lumineuses, il est recommandé d'utiliser un faible réglage pour la luminosité.

A cause de la durée de vie de la lampe, il est normal que la qualité de la luminosité du moniteur LCD baisse après un certain temps.

Lorsque des images statiques sont affichées pendant des longues périodes, l'image peut rester visible sur le moniteur LCD. Cela est appelé une brûlure ou une rétention d'image.

Pour éviter la rétention d'image, suivez les instructions suivantes :

- Réglez le moniteur LCD pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité.
- Utilisez un économiseur d'écran avec une image qui bouge ou une image toute blanche.
- Changez souvent l'image du bureau.
- Réglez la luminosité du moniteur LCD sur un réglage bas.
- Éteignez le moniteur LCD lorsque vous n'utilisez pas le système.

Ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a une rétention d'image sur le moniteur LCD :

- Éteignez le moniteur LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Cela peut-être des heures ou plusieurs jours.
- Utilisez un économiseur d'écran pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
- Utilisez une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.


Il y a des millions de micro-transistors dans ce moniteur LCD. Il est normal que quelques transistors soit endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT


1.1 Contenu de l'emballage

La boîte devrait contenir les pièces suivantes lorsque vous l'ouvrez ; vérifiez le contenu. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez immédiatement votre revendeur.

Moniteur LCD




MD-2402



MD-2702

Support et vis




(M4 x 10 mm) *4


Guide de démarrage rapide




Carte de garantie




Adaptateur secteur



Cordon d'alimentation



Câble HDMI



Remarque :

Utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation fourni :

- ◆ Technologie de l'adaptateur
N° du modèle : ATM065T-P120
Tension : 12V/5A

Remarque :


- ◆ Les images servent uniquement de référence. Les éléments fournis peuvent varier.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.2 Installation

1.2.1 Installation du support

1. Placez le moniteur LCD avec le côté dalle orienté vers le bas sur une surface rembourrée.
2. Fixez le support au moniteur LCD.
 - a. Alignez et fixez le support à l'arrière du moniteur LCD.
 - b. Utilisez les vis pour fixer le support.



3. Installez le moniteur LCD en position verticale.

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.2.2 Ajustement de l'angle et de la hauteur de visualisation

Pour une visualisation optimale, il est conseillé de regarder l'écran en lui faisant face, puis d'ajuster l'angle et la hauteur d'affichage du moniteur LCD selon vos préférences.


Tenez le support pour que l'écran ne bascule pas lorsque vous effectuez l'ajustement.

Vous pouvez ajuster l'angle et la hauteur de l'écran comme suit :

Angle d'inclinaison :




Angle de pivotement :




Remarque : Avant d'effectuer l'ajustement, assurez-vous d'ajuster la hauteur à la position la plus élevée, puis inclinez l'écran à 90°.

Angle de rotation :



Ajustement de la hauteur :



DESCRIPTION DU PRODUIT

1.2.3 Montage mural


Pour fixer le moniteur LCD au mur, effectuez les étapes suivantes :

1. Retirez le support.

Référez-vous à page 31.


2. Montage mural du moniteur LCD.

Vissez le support en utilisant les trous VESA à l'arrière du moniteur LCD.



Remarque : Prenez des mesures appropriées pour éviter que le moniteur LCD ne puisse tomber et blesser ou causer des dommages au moniteur, par ex. en cas de tremblement de terre ou d'autres catastrophes.


- Utilisez uniquement le kit de montage mural 100 x 100 mm recommandé par AG Neovo. Tous les kits de montage mural AG Neovo sont conformes à la norme VESA.
- Attachez le moniteur LCD sur un mur assez fort pour supporter son poids.
- Il est conseillé de monter le moniteur LCD au mur sans l'incliner en l'orientant vers le bas.



DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3 Vue d'ensemble

1.3.1 Panneau de commande et indicateur



1

AUTO / SOURCE / QUITTER (☒) : Touche de raccourci : Bouton Source

- Lorsque le menu OSD est désactivé, appuyez sur les touches du clavier listées ci-dessous et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes pour activer la fonction de réglage automatique (pour la source de signal d'entrée VGA).
- Lorsque le menu OSD est désactivé, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée lors de la connexion du câble d'entrée.
- Lorsque le menu OSD est ouvert, appuyez pour quitter le menu OSD.

2

HAUT (^) :

Lorsque le menu OSD est ouvert, navigue parmi les icônes d'ajustement ou ajuste une fonction.

3

BAS (v) : Touche de raccourci : Sélection du MODE D'IMAGE

- Lorsque le menu OSD est fermé, active la Sélection du MODE D'IMAGE.
- Lorsque le menu OSD est ouvert, navigue parmi les icônes d'ajustement ou ajuste une fonction.

4

MENU / ENTRÉE (☰) :

Active le menu OSD, confirme le réglage de la fonction, ou quitte le menu OSD.

5

ALIMENTATION (⏻) :

Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran.


6

Indicateur d'état d'alimentation : Indique l'état de fonctionnement du moniteur :

- Bleu - Appareil allumé.
- Bleu clignotant – Mode veille.
- LED éteint - Mode hors tension.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3.2 Vue arrière



- 1 **ENTRÉE CC :**
Raccordement à l'adaptateur électrique fourni.
- 2 **DP :**
Connecte l'entrée de signaux DisplayPort.
- 3 **HDMI :**
Connecte une entrée de signaux HDMI.
- 4 **VGA :**
Connecte l'entrée de signaux VGA.

CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS




ATTENTION :

Assurez-vous que le moniteur LCD n'est pas connecté à la prise de courant avant de faire des connexions. Le branchement des câbles lorsque l'écran est sous tension peut causer un choc électrique ou une blessure.

2.1 Connexion de l'adaptateur secteur

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise d'alimentation CC au dos de votre moniteur LCD.
3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant ou une source d'alimentation.




ATTENTION :

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le cordon. Ne tirez jamais le cordon.

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.2 Connexion des sources de signal d'entrée

Les signaux des sources d'entrée peuvent être connectés avec les câbles suivants :



- **DisplayPort**


Branchez une extrémité d'un câble DP sur le connecteur DP du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur DP de l'ordinateur.

- **HDMI**

Branchez une extrémité d'un câble HDMI sur le connecteur HDMI du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur HDMI de l'ordinateur.


- **VGA**


Branchez une extrémité d'un câble D-Sub (VGA) sur le connecteur D-SUB (VGA) du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur D-SUB (VGA) de l'ordinateur.




CHAPITRE 3 : UTILISATION DU MONITEUR LCD

3.1 Mise sous tension

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise d'alimentation CC au dos de votre moniteur LCD.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant ou une source d'alimentation.
3. Appuyez sur la touche  du panneau de commande.




Lorsque le moniteur LCD est allumé, appuyez sur le bouton  pour éteindre le moniteur LCD.

Remarque : Le moniteur LCD consomme toujours de l'énergie tant que le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant. Débranchez l'adaptateur secteur si vous voulez couper complètement l'alimentation.

3.2 Sélection d'une source

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu de sélection de rapide.





Le menu suivant apparaît sur l'écran :




UTILISATION DU MONITEUR LCD

3.3 Utilisation de la fonction de réglage auto


Maintenez enfoncée la touche  pendant au moins 3 seconde pour effectuer un réglage automatique de la source VGA. Cette fonction ajuste automatiquement le moniteur LCD en appliquant les réglages optimaux, y compris la position horizontale, la position verticale, l'horloge et la phase.




Lorsque le réglage automatique est lancé, le message ci-dessous s'affiche à l'écran :






3.4 Sélection du mode d'image

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu de mode d'image.



Le menu suivant apparait sur l'écran :




Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le mode d'image. Appuyez ensuite sur la touche  pour confirmer ou attendez que le menu de mode d'image disparaisse automatiquement de l'écran. Les options de mode d'image disponibles comprennent « Standard » et « DICOM ».

UTILISATION DU MONITEUR LCD


3.5 Affichage du menu OSD

Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu OSD. Appuyez sur la touche  pour fermer le menu OSD.



Pour plus d'informations sur les réglages, consultez la page 22.




Le menu suivant apparaît sur l'écran :



3.6 Verrouillage du menu OSD

Pour verrouiller le menu OSD, appuyez et maintenez la touche  enfoncée lorsque le moniteur LCD est éteint, puis appuyez sur la touche  pour allumer le moniteur LCD.



UTILISATION DU MONITEUR LCD

Le menu suivant apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche \wedge , \vee ou \equiv :




Pour déverrouiller le menu OSD, appuyez sur et maintenez la touche \equiv lorsque le moniteur LCD est éteint, puis appuyez sur la touche ⏻ .


CHAPITRE 4 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

4.1 Utilisation du menu OSD

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.




2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner un menu et appuyez sur la touche  pour accéder au menu sélectionné.





L'icône du menu sélectionné apparaît sur le panneau gauche et le texte de l'option de menu sélectionnée devient orange.

3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses options.



Le texte de l'option de menu ou du sous-menu sélectionné(e) devient orange.






4. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour régler la valeur ou sélectionner le réglage.
5. Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche .
6. Pour fermer la fenêtre OSD, appuyez répétitivement sur la touche .

Remarque : Lorsque vous modifiez des réglages, tous les changements seront automatiquement enregistrés lorsque vous :

- Passe à un autre menu
- Quitte le menu OSD
- Attend que le menu OSD disparaisse

MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN




4.2 Structure du menu OSD


| Menu principal | Sous-menu | Référence |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Luminosité () | Contraste | Consultez la page 22. |
| | Luminosité | |
| | Mode Image | |
| | DCR | |
| | Overdrive | |
| Réglage de l'image () | Horloge | Consultez la page 24. |
| | Phase | |
| | Position H | |
| | Position V | |
| | Rapport L/H | |
| Temp. couleur () | Temp. couleur | Consultez la page 25. |
| | Rouge | |
| | Vert | |
| | Bleu | |
| Réglages d'OSD () | Position H | Consultez la page 26. |
| | Position V | |
| | Durée de l'OSD | |
| | Langue | |
| Système () | Sélection du signal d'entrée | Consultez la page 27. |
| | DDC/CI | |
| | Redémarrage | |
| | Information | |


Remarque : La disponibilité de certaines options du menu dépend du signal de la source d'entrée et du réglage en cours. Si le menu n'est pas disponible, il sera désactivé et grisé.







CHAPITRE 5 : RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.1 Réglage de la luminosité

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner  et appuyez sur la touche  pour accéder au menu Luminosité.



3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses réglages.






| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|------------|--|--|---|
| Contraste | Ajuste le degré de différence entre le niveau noir et le niveau blanc. | Appuyez sur \wedge/\vee pour ajuster la valeur. | 0 à 100 |
| | Remarque : Si le mode d'image est réglé sur DICOM et/ou si DCR est activé, le Contraste ne peut pas être réglé. | | |
| | <i>Réglage d'origine</i> | <i>Réglage élevé</i> | <i>Réglage bas</i> |
| |  |  |  |
| Luminosité | Ajuste la luminance de l'image de l'écran. | Appuyez sur \wedge/\vee pour ajuster la valeur. | 0 à 100 |
| | Remarque : Si le mode d'image est réglé sur DICOM et/ou si DCR est activé, la Luminosité ne peut pas être réglée. | | |
| | <i>Réglage d'origine</i> | <i>Réglage élevé</i> | <i>Réglage bas</i> |
| |  |  |  |


RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|---|---|---|---------------------|
| Mode Image | Sélectionne un réglage d'image prédéfini. Remarque : Si DCR est activé, le mode d'image est prédéfini et ne peut pas être modifié. | Appuyez sur ^/∨ pour sélectionner le réglage. | Standard DICOM |
| DCR (Rapport dynamique de contraste) | Active la fonction DCR Cette fonction permet de régler automatiquement la luminosité et le contraste de l'image sur une plage de contraste haute vitesse et dynamique, comme pour l'affichage de films. La fonction DCR s'utilise lors d'un affichage en intérieur. | Appuyez sur ^/∨ pour sélectionner le réglage. | Activé Désactivé |
| Overdrive | Améliore le temps de réponse de l'affichage. | | |



RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.2 Réglage de la configuration de l'image

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner  et appuyez sur la touche  pour accéder au menu Réglage de l'image.







3. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses réglages.


| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|--------------------------------------|--|---|---------|
| Horloge | Ajuste la synchronisation de la fréquence avec le signal vidéo. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que pour la source VGA. | Appuyez sur  /  pour ajuster la valeur. | 0 à 100 |
| Phase | Ajuste la synchronisation de la phase avec le signal vidéo. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que pour la source VGA. | | |
| Position H (Position horizontale) | Déplace l'image de l'écran vers la gauche ou la droite. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que pour la source VGA. | | |
| Position V (Position verticale) | Déplace l'image de l'écran vers le haut ou le bas. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que pour la source VGA. | | |
| Rapport L/H | Sélectionne le rapport d'aspect de l'image à l'écran. | | |




RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.3 Réglage de la température de couleur

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner  et appuyez sur la touche  pour accéder au menu Temp. couleur.









3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses réglages.


| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|---|--|---|---|
| Temp. couleur (Température des couleurs) | Elle contient plusieurs réglages de couleurs. | Appuyez sur \wedge/\vee pour sélectionner le réglage. | Chaud Neutre Froid sRGB Utilisateur |
| | <p>Si le paramètre Temp. couleur est réglé sur Utilisateur, vous pouvez personnaliser la température de couleur en ajustant le réglage du rouge, du vert et du bleu selon vos préférences.</p>  <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Utilisateur et appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner la couleur que vous souhaitez ajuster. Puis appuyez sur la touche  pour ouvrir son sous-menu. Appuyez sur la touche \wedge/\vee pour ajuster la valeur (0 ~ 100). | | |





RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.4 Réglage de l'OSD

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner  et appuyez sur la touche  pour accéder au menu Configuration OSD.







3. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses réglages.

| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Position H (Position horizontale) | Déplace l'image de l'OSD vers la gauche ou la droite de l'écran. | Appuyez sur  /  pour ajuster la valeur. | 0 à 100 (incrément de 5) |
| Position V (Position verticale) | Déplace l'image de l'OSD vers le haut ou le bas de l'écran. | | |
| Durée de l'OSD | Règle la durée d'affichage (en secondes) de l'écran OSD. Lorsque cette durée est finie, l'écran OSD se fermera automatiquement. | | 5 à 100 (incrément de 5) |
| Langue | Sélectionne la langue du menu OSD. | Appuyez sur  /  pour sélectionner le réglage. | English 繁中 简中 Français Español Deutsch |

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.5 Réglage Système

1. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner  et appuyez sur la touche  pour accéder au menu Système.







3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner un élément de sous-menu et appuyez sur la touche  pour accéder à ses réglages.

| Élément | Fonction | Opération | Plage |
|------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Sélection du signal d'entrée | Change la source d'entrée lorsque deux signaux d'entrée sont connectés. | Appuyez sur \wedge/\vee pour sélectionner le réglage. | Auto VGA HDMI DisplayPort |
| DDC/CI | Active le protocole DDC/CI pour permettre aux utilisateurs de configurer le moniteur avec un logiciel, en utilisant deux fils du câble VGA, HDMI ou DisplayPort. | | Activé Désactivé |
| Redémarrage | Réinitialise tous les réglages personnalisés aux valeurs d'usine par défaut. | | Oui Non |
| Information | Affiche les informations de la source d'entrée telles que la résolution, la fréquence horizontale et la fréquence verticale. | - | - |

CHAPITRE 6 : APPENDICE

6.1 Messages d'avertissement

Lorsque l'un de ces messages d'avertissement apparaît, vérifiez les éléments suivants.

| Message d'avertissement | Cause | Solution |
|---|---|--|
|  | La résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur est trop haute. | <ul style="list-style-type: none"> √ Changez la résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique. |
|  | Le moniteur LCD n'arrive pas à détecter le signal de la source d'entrée. | <ul style="list-style-type: none"> √ Vérifiez si la source d'entrée est ALLUMÉ. √ Vérifiez si le câble du signal est correctement branché. √ Vérifiez si les broches de la fiche du câble sont tordues ou endommagées. |
|  | L'OSD a été verrouillé par un utilisateur. | <ul style="list-style-type: none"> √ Déverrouillez l'OSD. Consultez la page 18. |
|  | Cette boîte de message d'avertissement s'affiche uniquement lorsque le réglage de la fonction menu est modifié pour la première fois. | <ul style="list-style-type: none"> √ Sélectionnez ACCEPTER pour continuer les modifications du réglage ou sélectionnez ANNULER pour désactiver les modifications du réglage. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Remarque : <i>L'opération peut varier selon les modèles de produit.</i></p> </div> |




CHAPITRE 6 : APPENDICE

6.2 Timing

| MODES VESA | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Mode | Résolution | Total | Horizontal | | Vertical | | |
| | | | Fréquence nominale \pm 1 kHz | Polarité de synchro | Fréquence nominale \pm 1 kHz | Polarité de synchro | Horloge nominale (MHz) |
| VGA | 640 x 480 @ 60 Hz | 800 x 525 | 31,469 | N | 59,940 | N | 25,175 |
| | 640 x 480 @ 72 Hz | 832 x 520 | 37,861 | N | 72,809 | N | 31,500 |
| | 640 x 480 @ 75 Hz | 840 x 500 | 37,500 | N | 75,00 | N | 31,500 |
| SVGA | 800 x 600 @ 56 Hz | 1024 x 625 | 35,156 | N/P | 56,250 | N/P | 36,000 |
| | 800 x 600 @ 60 Hz | 1056 x 628 | 37,879 | P | 60,317 | P | 40,000 |
| | 800 x 600 @ 72 Hz | 1040 x 666 | 48,077 | P | 72,188 | P | 50,000 |
| | 800 x 600 @ 75 Hz | 1056 x 625 | 46,875 | P | 75,000 | P | 49,500 |
| XGA | 1024 x 768 @ 60 Hz | 1344 x 806 | 48,363 | N | 60,004 | N | 65,000 |
| | 1024 x 768 @ 70 Hz | 1328 x 806 | 56,476 | N | 70,069 | N | 75,000 |
| | 1024 x 768 @ 75 Hz | 1312 x 800 | 60,023 | P | 75,029 | P | 78,750 |
| SXGA | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 1688 x 1066 | 63,981 | P | 60,020 | P | 108,000 |
| | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1688 x 1066 | 79,976 | P | 75,025 | P | 135,000 |
| WXGA+ | 1440 x 900 @ 60 Hz | 1904 x 934 | 55,935 | N | 59,887 | P | 106,500 |
| | 1440 x 900 @ 60 Hz | 1600 x 926 | 55,469 | P | 59,901 | N | 88,750 |
| WSXGA | 1680 x 1050 @ 60 Hz | 2240 x 1089 | 65,290 | N | 59,954 | P | 146,250 |
| | 1680 x 1050 @ 60 Hz | 1840 x 1080 | 64,674 | P | 59,883 | N | 119,000 |
| HD | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 2200 x 1125 | 67,500 | N | 60,000 | N | 148,500 |
| VESA | 1152 x 864 @ 75 Hz | 1600 x 900 | 67,500 | P | 75,000 | P | 108,000 |
| | 1280 x 960 @ 60 Hz | 1800 x 1000 | 60,000 | P | 60,000 | P | 108,000 |
| MODES IBM | | | | | | | |
| DOS | 720 x 400 @ 70 Hz | 900 x 449 | 31,469 | N | 70,087 | P | 28,322 |
| MODES MAC | | | | | | | |
| VGA | 640 x 480 @ 67 Hz | 864 x 525 | 35,000 | N | 66,667 | N | 30,240 |
| XGA | 1024 x 768 @ 75 Hz | 1328 x 804 | 60,241 | N | 74,927 | N | 80,000 |

APPENDICE

6.3 Dépannage


| Problèmes | Causes possibles et solutions |
|---|---|
| Aucune image. <ul style="list-style-type: none">Le voyant DEL est ETEINT. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le moniteur LCD est ALLUMÉ.Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement sur le moniteur LCD.Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant. |
| <ul style="list-style-type: none">Le voyant DEL est bleu. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez si l'ordinateur est ALLUMÉ.Vérifiez si l'ordinateur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'ordinateur. |
| La position de l'image est incorrecte. | <ul style="list-style-type: none">Pour l'entrée VGA, ajustez les réglages Position H. et Position V. dans le menu Réglage de l'image  (consultez page 24). |
| Le texte affiché est flou. | <ul style="list-style-type: none">Pour l'entrée VGA, maintenez enfoncée la touche  pour régler automatiquement l'écran.Pour l'entrée VGA, ajustez les réglages Horloge et Phase dans le menu Réglage de l'image  (consultez page 24). |
| Des points rouges, bleus, verts ou blancs apparaissent sur l'écran. | <ul style="list-style-type: none">Il y a des millions de micro-transistors dans ce moniteur LCD. Il est normal que quelques transistors soient endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème. |
| Aucun son audio. | <ul style="list-style-type: none">La sortie audio n'est pas prise en charge. |
| De la buée s'est formée sur le moniteur LCD. | <ul style="list-style-type: none">Cela se produit normalement lorsque le moniteur LCD est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. N'allumez pas le moniteur LCD, attendez jusqu'à ce que la buée ait disparue. |
| Des ombres, causées par une image statique, restent visibles sur l'écran. | <ul style="list-style-type: none">Éteignez le moniteur LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation.Utilisez un économiseur d'écran ou une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation. |

6.4 Transport du moniteur LCD

Pour transporter le moniteur LCD, pour le faire réparer ou le déplacer par exemple, remettez-le dans sa boîte originale.


1. Retirez le support.

- b. Enlevez les vis fixant le support au moniteur LCD. Puis enlevez le support.



2. Placez le moniteur LCD dans le coussin en mousse inférieur.
3. Placez le coussin en mousse supérieur sur le moniteur LCD.
4. Placez le support et les accessoires dans les emplacements prévus à cet effet (si nécessaire).
5. Placez l'ensemble moniteur LCD dans la boîte et scotchez la boîte.

APPENDICE



Remarque :

- *Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine si possible.*
- *Lors du emballage, placez soigneusement le moniteur LCD dans la boîte et protégez l'écran contre tout contact avec un objet.*

CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS

7.1 Spécifications du moniteur


| | | MD-2402 | MD-2702 |
|----------------------|----------------------------------|---|---|
| Panel | Panel Type | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) |
| | Panel Size | 23.8" | 27.0" |
| | Max. Resolution | FHD 1920 x 1080 | FHD 1920 x 1080 |
| | Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.311 mm |
| | Brightness | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² |
| | Contrast Ratio | 20,000,000:1 (DCR) | 20,000,000:1 (DCR) |
| | Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | 178°/178° |
| | Display Colour | 16.7M | 16.7M |
| | Response Time | 5 ms | 5 ms |
| Frequency (H/V) | Frequency (H) | 30 kHz-83 KHz | 30 kHz-83 KHz |
| | Frequency (V) | 50 Hz-76 Hz | 50 Hz-76 Hz |
| Input | VGA | 15-Pin D-Sub x 1 | 15-Pin D-Sub x 1 |
| | HDMI | 1.4 x 1 | 1.4 x 1 |
| | DisplayPort | x 1 | x 1 |
| Power | Power Supply | External | External |
| | Power Requirements | DC 12V, 1.96A | DC 12V, 2.5A |
| | On Mode | 13W (On) | 16W (On) |
| | Stand-by Mode | < 0.3W | < 0.3W |
| | Off Mode | < 0.2W | < 0.2W |
| Operating Conditions | Temperature | 0°C-40°C (32°F-104°F) | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| | Humidity | 10%-85% (non-condensing) | 10%-85% (non-condensing) |
| Storage Conditions | Temperature | -25°C-55°C (-13°F-131°F) | -25°C-55°C (-13°F-131°F) |
| | Humidity | 5%-93%(non-condensing) | 5%-93%(non-condensing) |
| DICOM | | Yes | Yes |
| Mounting | VESA FPMPMI | Yes (100 x 100 mm) | Yes (100 x 100 mm) |
| Stand | Tilt | -5° to 23° | -5° to 23° |
| Security | Kensington Security Slot | Yes | Yes |
| Dimensions | Product with Base (W x H x D) | 539.5 x 498.0 x 249.0 mm (21.2" x 19.6" x 9.8") | 612.6 x 519.8 x 249.0 mm (24.1" x 20.5" x 9.8") |
| | Packaging (W x H x D) | 625.0 x 403.0 x 280.0 mm (24.6" x 15.9" x 11.0") | 700.0 x 456.0 x 282.0 mm (27.6" x 18.0" x 11.1") |
| Weight | Product with Base | 5.2 kg (11.5 lb) | 6.1 kg (14.5 lb) |
| | Packaging | 7.4 kg (16.3 lb) | 8.8 kg (19.4 lb) |

Remarque : Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS


7.2 Dimensions du moniteur

7.2.1 Dimensions du MD-2402



SPÉCIFICATIONS

7.2.2 Dimensions du MD-2702



AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2021 AG Neovo. All rights reserved.

MD-2402/MD-2702 Eprel registration number: 775395/775402

MD2420/MD2720_UM_V011